


ドイツ・スキャンディア社製
33035型
手動式 粗仕上げ研磨機



**SIMPLE
MANUAL**

シンプル

試料を手で支えて研磨する
シンプルな研磨機

**FREE
SIZE**

研磨サイズ

試料サイズを選ばず
様々な試料サイズに対応

1 rpm

デジタル表示

回転数を1rpm毎に
設定が可能

SIMPLE IS THE BEST !!

特長

シンプルが一番！

粗仕上げ～仕上げ研磨までに対応しています。水栓と回転盤、デジタル表示の回転調整のみの手動研磨です。



多彩なアクセサリー

研磨に必要な研磨盤からダイヤモンド砥粒まで、豊富なアクセサリーをご用意しています。



おすすめアクセサリー

研磨盤




PE製
アルミニウム製

研磨紙



P80	50枚入り
P120	50枚入り
P180	100枚入り
P240	100枚入り
P400	100枚入り
P600	100枚入り
P1000	100枚入り
P1200	100枚入り
P2500	100枚入り

研磨バフ



PLAN-O-GRIP 5枚入
(中間仕上げ用)

INITIA-X 5枚入
(粗研磨仕上げ研磨用)

FINAPLAN 5枚入
(仕上げ研磨用)

仕様

回転数	40~600rpm
研磨盤	Ø200mm
電源	100V, 50/60Hz
消費電力	0.4kW
寸法	W340 x D560 x H215mm
重量	20kg

ダイヤモンドペースト



0.25u	10g
1u	10g
3u	10g
6u	10g
15u	10g
30u	10g
50u	10g

総輸入元 フリッチュ・ジャパン株式会社

国内総販売店 有限会社フリッチュラボシステム

本社 〒231-0023 横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル6F

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-2-7 大西ビル6F

福岡営業所 〒819-0022 福岡市西区福重5-4-2 アザリアS姪浜403

TEL 045-641-8550 FAX 045-641-8364

TEL 06-6390-0520 FAX 06-6390-0521

TEL 092-707-6131 FAX 092-707-6131

URL: <http://www.fritsch.co.jp>

E-mail: info@fritsch.co.jp

20220127