



Vibratory Sieve Shaker

# ANALYSETTE 3

PRO / SPARTAN / BASIC

## シンプル、高速で正確なふるい分けを！

本体に内蔵された電磁石によって、最大3mm幅の振幅を実現しました。

電磁式マグネットシステムを採用したで軽量でコンパクトなふるい分け機です。

乾式ふるい分け、湿式ふるい分け、さらに粉碎機としても使用可能です。



Order No. **03.7020.00**

ドイツ・フリッチュ社製  
電磁式ふるい振とう機  
A-3 PRO

- 観察可能な透明色フタ
- デジタルタイマー
- デジタル振幅表示
- プログラム機能
- インターバル運動機能

Order No. **03.8020.00**

ドイツ・フリッチュ社製  
電磁式ふるい振とう機  
A-3 SPARTAN

- 観察可能な透明色フタ
- デジタルタイマー

Order No. **03.6020.00**

ドイツ・フリッチュ社製  
電磁式ふるい振とう機  
A-3 BASIC

- 樹脂製フタ
- デジタルタイマー

● ふるい搭載数：6段 [Ø200 x H60mm] ● 測定範囲：20~63mm [乾式] ● 測定量：2kg  
まで [乾式] ● 測定時間：3~20分 [乾式] ● 寸法：W37 x D40 x H20cm ● 重量：2.1kg

MADE IN GERMANY



### 小さなボディで場所を選ばない

- 軽量でコンパクトな設計でどこでも使用できます。
- ベルトタイプでふるいの着脱も簡単です。



### 湿式ふるい分け

- 静電気が発生する試料や粘性の高い試料に有効です。
- JIS規格の200mmふるいそのままご使用を頂けます。



### 粉砕機としても

- 粉砕、湿式処理、均質化としても使用できます。
- 5種類の材質を用意しています。
- 冷凍・冷却粉砕処理としても使用可能です。



### アクセサリも充実

- 直径75, 100, 150mmふるい用アダプター
- 付着する試料用のタッピングボール
- フリッチュ社の純正ふるいをご用意しております。



### フリッチュ・ジャパン株式会社

横浜本社 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル6階  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-2-7 大西ビル6階  
 福岡営業所 〒819-0022 福岡県福岡市西区福重5-4-2 アザリアS姪浜403  
 MAIL: info@fritsch.co.jp Web: http://www.fritsch.co.jp/index.html

TEL: 045-641-8550 FAX: 045-641-8364  
 TEL: 06-6390-0520 FAX: 06-6390-0521  
 TEL: 092-707-6131 FAX: 092-707-6131



Web  
 20220204