

ドイツ・スカンディア社製 研磨剤 ・ 伸展液










- 金属・セラミックス・合金等の研磨に最適な“ダイヤモンド研磨剤”
- 傷つきやすい試料にアルミナ粉末の研磨液“TONERDE(トネルデ)”
- アルコール・オイル・水性溶液をベースにした伸展液“EXTENDER(エクステンダー)”
- その他便利な研磨アクセサリーをご用意

研磨剤 ・ 伸展液



■ ダイヤモンドペースト






アルコール、オイル、及び水に溶けやすい高級天然ダイヤモンドペーストです。

商品			
ダイヤモンドペースト	【サイズ】 5g入り 10g入り		0.25μm
			1μm
			3μm
			6μm
			15μm
			30μm
			50μm



■ 研磨液 ダイヤモンドスプレー

アルコール、水に溶けやすい多結晶性ダイヤモンドを使用しています。

商品			
ダイヤモンドスプレー	【サイズ】 250ml入り 1ℓ入り		0.25μm
			1μm
			3μm
			6μm
			15μm



■ 伸展液 エクステンダー

アルコール、オイル及び水性溶液をベースにした伸展液です。

商品			
伸展液 EXTENDER	【サイズ】 250ml 補充用1ℓ		EXTENDER I (アルコール)
			EXTENDER II (上質オイル)
			EXTENDER V (水性溶液)



■ 研磨液 トネルデ

傷つきやすい試料を研磨する際に有効です。
1ℓの水に200gのアルミナ粉末が入っています。

商品			
研磨液 TONERDE	【サイズ】 1ℓ入り	0.25μm	TONERDE No.3
		0.75μm	TONERDE No.2
		1μm	TONERDE No.1



■ その他 研磨用アクセサリ

商品	
SPRAY LACQUER (スプレーラッカー)	研磨した表面にスプレーして、研磨面を保護します。
SPRAYSEP (スプレーセップ)	研磨紙を研磨盤を貼る前に事前に研磨盤に塗布して、研磨紙を剥がしやすくします。
伸展液滴下装置 Lubricator	研磨時に伸展液を自動で滴下します。 滴下量の調整が可能です。 ※研磨液は使用できません。



スプレーラッカー



スプレーセップ



伸展液滴下装置

総輸入元

フリッチュ・ジャパン株式会社

国内総販売店

有限会社フリッチュラボシステム

本社 〒231-0023 横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル6階
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-12-5 大阪屋北2号館8階

TEL 045-641-8550 FAX 045-641-8364
TEL 06-6390-0520 FAX 06-6390-0521

URL <http://www.fritsch.co.jp> E-mail: info@fritsch.co.jp